Лабораторна робота № 2-9

Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона

Мета роботи: визначити відношення заряду електрона е до його маси, використовуючи закони руху електрона у взаємно перпендикулярних асиметричних електричному та магнітному полях.


Прилади та пристрої: вакуумний діод із циліндричним анодом, соленоїд, мікроамперметр типу М 906, джерело струму типу УИП-2, стабілізатор живлення розігріву діода, резистор.

Теоретичні відомості

Визначення відношення заряду електрона до його маси e/m, яке називають питомим зарядом, у даній роботі проводиться методом магнетрона. Така назва зумовлена використанням електровакуумного приладу — магнетрона, котрий використовується для генерації електромагнітних хвиль у надвисокочастотному діапазоні. Метод запозичує у магнетрона конфігурацію магнітного та електричного полів.

Електрони, що вилітають у результаті термоелектронної емісії з розігрітого катода, рухаються у просторі між катодом і анодом (коаксіальні електроди). Завдяки такій формі і розміщенню електродів, електричне поле **E** в міжелектродному просторі напрямлене вздовж радіуса від анода до катода. Вакуумний діод розташований всередині соленоїда так, що вектор індукцій **B** магнітного поля соленоїда направлений паралельно осі катода, тобто — перпендикулярно до електричного поля. Електричне поле прискорює рух електронів у просторі між електродами, а магнітне поле викривлює їх траєкторію.

Розглянемо траєкторії електронів, що рухаються під дією електричного та магнітного полів. Будемо вважати, що початкова швидкість електрона, який вилетів з катода, дорівнює нулю, тобто не зважатимемо на теплову швидкість електронів. Очевидно, що за заданої орієнтації електричного та магнітного полів електрон рухатиметься в площині, перпендикулярній до осі електродів. Для розрахунків використовуємо полярну систему координат, тобто положення електрона визначатиметься вектором ${\bf r}$, який бере початок на осі катода, і полярним кутом ${\bf \phi}$ (рис. 9.1).



Рух електрона в площині (\mathbf{r}, φ) з точки 1 в точку 2 зручно описати, якщо скористатися рівнянням моментів:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{r} \times q\mathbf{E} + \mathbf{r} \times q[\mathbf{v} \times \mathbf{B}],\tag{9.1}$$

де q = -e – заряд електрона, ${\bf V}$ – його швидкість.

Спроектуємо рівняння (9.1) на вісь z, напрямлену вздовж осі катода. Одержимо:

$$\frac{d\left(mr^{2}\dot{\phi}\right)}{dt} = eBr\dot{r}.\tag{9.2}$$

При визначенні проєкцій окремих складових рівняння (9.1) на вісь, було взято до уваги, що $L_z=I_z\omega$, де $I_z=mr^2-$ момент інерції електрона відносно осі z. Очевидно, що $\left[\mathbf{r}\times q\mathbf{E}\right]_z=0$. Складнішим виявляється визначення другої складової рівняння (9.1), яка є подвійним векторним добутком. (Визначення цієї проєкції див. у Додатку). Проінтегруємо рівняння (9.2) за часом:

$$mr^2\dot{\varphi} + C = \frac{1}{2}eBr^2$$
. (9.3)

Стала інтегрування С може бути знайдена з початкових умов. Радіус катода r_{k} — величина мала, тому на початку рух електрона r — малий, невелика і його швидкість v, а звідси — й величина $\dot{\phi}$. Це дозволяє припустити для початкового моменту часу, що r = 0. Тоді стала інтегрування в рівнянні (9.3) буде рівна нулю. Звідси одержуємо:

$$\omega = \dot{\varphi} = \frac{eB}{2m}.\tag{9.4}$$

Таким чином, кутова швидкість обертання електрона лінійно залежить від В і при заданій індукції магнітного поля є величиною сталою. Наявність кутової швидкості $\dot{\phi}$ обертання електронів свідчить про викривлення їхньої траєкторії магнітним полем. На рис. 9.2 зображено приблизний вигляд траєкторії електрона, яка у загальному випадку є кривою зі змінною кривиною, і ця кривина збільшується із наближенням до анода.




Рис. 9.2

Чим сильніше магнітне поле, тим більше викривлюється траєкторія електронів. За умови B=0 траєкторія — пряма лінія (1 на рис. 9.2). У слабкому полі траєкторія дещо викривлюється, але електрон все-таки досягає анода (криві 2, 3). При деяких критичних значеннях індукції магнітного поля $B_{\rm кр}$ траєкторія викривлюється настільки, що у найвіддаленішій від катода точці лише дотикається до анода (крива 4); нарешті, у випадках, коли $B>B_{\rm kp}$, електрон зовсім не потрапляє на анод і повертається до катода (крива 5). Струм діода за умови $B=B_{\rm kp}$ починає різко зменшуватися.

Індукцію критичного поля $B_{\rm kp}$ можна знайти, якщо брати до уваги, що при умові $B=B_{\rm kp}$ радіальна складова швидкості електрона у точці $r=r_{\rm a}$ ($r_{\rm a}$ – радіус анода) перетворюється на нуль. У цій точці є тільки тангенціальна складова швидкості:

$$v_{\varepsilon} = v = r_{a}\dot{\phi}. \tag{9.5}$$

Магнітне поле не здійснює роботи над електроном, тому робота переміщення електрона від катода до анода дорівнює кінетичній енергії електрона. Початковою швидкістю електронів, що вилітають із катода, нехтуємо:

$$eU = \frac{mv^2}{2},\tag{9.6}$$

де $\,U\,-\,$ різниця потенціалів між катодом і анодом.

Підставивши у (9.6) вирази v та $\dot{\phi}$ з формул (9.4) та (9.5), дістанемо:

$$U = \frac{1}{8} r_{\rm a}^2 B_{\rm kp}^2 \frac{e}{m}.$$
 (9.7)

Індукцію магнітного поля всередині соленоїда зв'язана із силою струму $I_{\rm c}$, що протікає через соленоїд:

$$B = \mu_0 n I;$$
 $B_{\kappa\rho} = \mu_0 n I_{\kappa\rho},$

де п – кількість витків на одиницю довжини соленоїда.

Ураховуючи останнє співвідношення, вираз (9.7) можна переписати так

$$kU = -\frac{e}{m}I_{\text{kp}}^2,\tag{9.8}$$

де

$$k = \frac{8}{\mu_0^2 n^2 r_a^2}. (9.9)$$

Рівняння (9.8) дозволяє обчислити відношення (e/m). Для цього побудуємо графік залежності kU від $I_{\rm kp}^2$. Ця залежність є прямою лінією, тангенс кута нахилу якої до осі $I_{\rm kp}^2$ дає відношення (e/m).

Опис експериментальної установки

Принципову електричну схему експериментальної установки зображено на рис. 9.3, де Д – діод; L – соленоїд. μA – мікроамперметр – прилад для вимірювання анодного струму; V – вольтметр для вимірювання анодної напруги U; $R_{\rm ii}$ – регулюючий шунт; $R_{\rm i}$ – опір, що симетризує потенціал нитки розжарення; R_2 , R_3 – подільники анодної напруги.




Рис. 9.3

Живлення установки здійснюється від джерела живлення УИП-2. Нитка розжарення діода живиться від виходу "6,3 В" через блок стабілізації БПН, що захищає її від перевантажень. Середня точка кола живлення С приєднана до мінуса джерела анодної напруги. Анодне коло живиться від виходу "0-50 В", напругу виходу можна плавно регулювати потенціометром на блоці живлення. Оскільки використовується діапазон анодної напруги 0-25 В, то на вході встановлюють подільник напруги R_2 , R_3 , щоб уберегти установку від перевантажень. Ручку регулювального шунта мікроамперметра, яким вимірюється анодний струм, виведено на передню ланель установки.

Обмотка соленоїда живиться від виходу "20-300 В" блока живлення. Сила струму соленоїда вимірюється міліамперметром панелі УИП або приладом, вмонтованим в експериментальний блок.


Струм соленоїда можна змінювати, регулюючи напругу на виході блока живлення.

Порядок виконання роботи

- 1. Перед початком роботи у крайню ліву позицію встановити потенціометри, які регулюють напругу виходів "20-300 В" і "0-50 В" УИПа. Встановити в середню позицію ручку регулювального шунта мікроамперметра.
- 2. Увімкнути УИП до мережі та дати прогрітися впродовж 3...5 хв.
- 3. За допомогою потенціометра встановити анодну напругу в межах робочого діапазону "5-25 В". Обертаючи ручку регулювального шунта, домогтися, щоб стрілка мікроамперметра, що вимірює анодний струм $I_{\rm a}$, знаходилася в останній третині шкали (за умови $I_{\rm c}=0$). Занести значення U та $I_{\rm a}$ ($I_{\rm a}$ вимірюється в поділках шкали приладу) до табл. 9.1.
- 4. Ручкою регулювання виходу "20-300 В" збільшувати струм соленоїда $I_{\rm c}$ з кроком 10 мА і стежити одночасно за силою анодного струму $I_{\rm a}$. Значення величин $I_{\rm c}$ та $I_{\rm a}$ занести у табл. 9.1. Струм соленоїда збільшувати до досягнення критичного режиму, тобто домогтися значного зменшення анодного струму зі збільшенням струму соленоїда.
- 5. Наведені в пп. 3, 4 вимірювання провести 6-8 разів з різними значеннями анодної напруги в інтервалі "5- 25 В". Для кожного значення U встановити, використовуючи регулювальний шунт, стрілку мікроамперметра в останній третині шкали (при $I_c=0$).

Обробка результатів вимірювань

1. Побудувати графік залежності $I_{\rm a}=f\left(I_{\rm c}\right)$ для різних значень U. Оскільки у електронів, що вилітають з катода, є деяка початкова швидкість, а також має місце розкид електронів за швидкостями, то залежність (характеристика спаду) не буде такою стрімкою, як це випливає з теорії і як зображено на рис. 9.4 пунктирною лінією. Критичні умови досягатимуться для різних електронів неодночасно, і це призведе до більш плавного спадання струму суцільна лінія на рис. 9.4). Ця і деякі інші причини, наприклад, некоаксіальність анода та катода, призводять до додаткового згладжування кривої, що утруднює точне визначення $I_{\rm sp}$.



- 2. Користуючись побудованими залежностями $I_{\rm a}=f\left(I_{\rm c}\right)$, визначити критичні струми соленоїда $I_{\rm kp}$, які дорівнюють силі струму соленоїда $I_{\rm c}$ в точці найбільшої крутизни спаду струму $I_{\rm a}$. Знайдені значення $I_{\rm kp}$ та відповідні значення U занести до табл. 9.2.
- 3. Розрахувати й занести до табл. 9.2. значення kU. Для визначення k скористатися даними табл. 9.3. Значення $r_{\rm a}$ і n взяти з паспорта установки.
- 4. Побудувати графік залежностей kU від $I_{\rm xp}^2$, що повинен мати вигляд прямої лінії, з обох боків якої знаходяться експериментальні точки. Тангенс кута нахилу цієї прямої дасть величину $\langle e/m \rangle$.
- 5. Порівняти одержане значення $\langle e/m \rangle$ з табличним значенням (e/m) для електрона і визначити відносну похибку вимірювання.

Табл.9.1

$U_1 =$	į.	U ₂ =		U3 =	8	$U_4 =$		$U_5 =$		$U_6 =$		U7 =		$U_8 =$	
<i>I</i> _a , под	I _e ,	I_{a} , под	I _c ,	<i>I</i> _a , под	I _e ,	<i>I</i> _a ,	I _e ,	<i>I</i> _a ,	I _c ,	<i>I</i> _a , под	I _e ,	<i>I</i> _a , под	I _c ,	$I_{\mathrm{a}},$ под	<i>I</i> _ε , Α
			-						<u> </u>						

Nº	<i>U</i> , B	$I_{\rm xp}$, mA	$kU, \frac{A^2 \cdot Kn}{\kappa r}$	$I_{\rm kp}^2$, mA ²
1		İ		
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Табл.9.3

Визначення коефіцієнта k $\mu_0, \ \frac{\Gamma_{\rm H}}{{}_{\rm M}} =$	$k = \frac{8}{u^2 n^2 r^2}$
$n, \frac{1}{M} = \dots$	57°00.2° 146
r_a , $M = \dots$	

Контрольні запитання

- 1. Шо таке сила Лоренца? Поясніть магнетизм як релятивістський ефект.
- 2. Як виводиться формула для величини індукції магнітного поля всередині безмежно довгого соленоїда?
- 3. Який вигляд матиме траєкторія заряджених частинок, що влітають із сталою швидкістю v у магнітне поле з індукцією \mathbf{B} , якщо а) $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$; б) \mathbf{v} утворює з \mathbf{B} деякий кут? Поясніть відповідь.
- 4. Як рухається заряджена частинка, що влітає в електричне поле, силові лінії якого паралельні напряму її швидкості?
- 5. Як визначити величину відхилення зарядженої частинки в магнітному полі, напрямленому перпендикулярно до швидкості частинки?
- 6. Який на рис.9.2 напрям векторів \mathbf{E} і \mathbf{B} , а також вектора швидкості електрона \mathbf{v} й сили Лоренца $\mathbf{F}_{\!\scriptscriptstyle \parallel}$ у довільній точці траєкторії для випадку коаксіальних електродів діода?
- 7. Які можливі траєкторії електронів при різних значеннях В (покажіть на рисунку)? Що таке критичне поле $B_{\mbox{\tiny KP}}$?
- 8. Як впливає зміна характеристик електричного $\, {f E} \,$ і магнітного $\, {f B} \,$ полів на форму траєкторії електрона?
- 9. Як пояснити хід характеристики спаду $I_a = f(I_c)$?
- 10. Чи потрібне для розрахунків абсолютне значення анодного струму?
- 11. Чи змінюється релятивістська маса частинки за умови руху її у магнітному полі; в електричному полі?

Література

- 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. В 3 т. Т.2 Електрика і магнетизм. К.:Техніка, 2001 р.
- 2. Савельев И. В. Курс общей физики. В 3 т. Т. 2 . § 43, 50, 72, 73.- М.: Наука, 1977-1979.
- 3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. В 3 т. Т.3.§ 40, 55, 86.- М.: Наука, 1977.

ДОДАТОК

Для розкриття виразу $\mathbf{r} \times q [\mathbf{v} \times \mathbf{B}]$ використаємо формулу $\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}] = \mathbf{B} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$. Тоді $\mathbf{r} \times q [\mathbf{v} \times \mathbf{B}] = q \mathbf{v} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) - q \mathbf{B} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}) = -q \mathbf{B} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})$, оскільки $\mathbf{r} \perp \mathbf{B}$ і перший доданок дорівнює нулю. Для знаходження проекції подвійного векторного добутку на вісь \mathbf{z} потрібно помножити одержаний

вираз скалярно на одиничний вектор к в напрямку осі z:

$$\label{eq:control_eq} \left[\mathbf{r}\times q\left[\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right]\right] = \left\{-q\mathbf{B}\left(\mathbf{r}\cdot\mathbf{v}\right)\right\}\mathbf{k} = -q\mathbf{B}\left\{\mathbf{r}\left(\dot{r}\,\mathbf{e}_{r} + r\phi\,\dot{\mathbf{e}}\right)\mathbf{k}\right\} = -qB\,\dot{r}\,\mathbf{r}\mathbf{e}_{r}\mathbf{k} - q\mathbf{B}\mathbf{r}r\phi\,\dot{\mathbf{e}}\,\mathbf{k} = -qBr\,\dot{r} = eBr\,\dot{r}\,.$$

Тут узято до уваги, що $v=\dot{r}\mathbf{e}_r+r\dot{\phi}\mathbf{e}_{\varphi}$, де \mathbf{e}_r і \mathbf{e}_{φ} – одиничні вектори радіус-вектора \mathbf{r} і полярного кута $\mathbf{\phi}_r(\mathbf{B}\mathbf{k})=B$, $(\mathbf{e}_r\mathbf{r})=r$, $(\mathbf{r}\mathbf{e}_{\varphi})=0$, q=-e .